

CardioSecur Active

Un ECG de 15 derivaciones
En las manos de sus pacientes



Made
in
Germany

Revisión del corazón al primer síntoma

CardioSecur Active permite a los pacientes registrar un **ECG de 15 derivaciones** completo si presentan algún síntoma. Esto le permitirá realizar un diagnóstico rápido y concluyente, y gestionar el tratamiento de su paciente de manera eficaz.



Capture los síntomas

El paciente toma un ECG de 15 derivaciones en cualquier lugar y momento



Uso intuitivo

Fácil de usar para los pacientes a través de la aplicación



Evaluación previa

Priorización de casos críticos y no críticos



Sin papel

Transferencia digital inmediata de los ECG

3 sencillos pasos para obtener un ECG

1



El paciente registra un ECG

2



En 20 segundos el paciente recibe una recomendación de actuación

3



Obtenga automáticamente el ECG del paciente

Cómo funciona

Gracias a la extraordinaria calidad de los datos de CardioSecur Active y su extrema facilidad de uso, tanto médicos como pacientes pueden evitar **citas médicas innecesarias** y alcanzar un **diagnóstico concluyente** rápidamente.

El sistema compara cada lectura ECG con un ECG de referencia personal registrado anteriormente para identificar cualquier cambio. En base a esta evaluación previa, el paciente recibe consejo inmediato sobre si necesita asistencia médica. Como médico, usted recibirá notificaciones de ECG nuevos de manera opcional. Puede seleccionar qué opciones de notificación prefiere. **Tendrá acceso a sofisticados datos ECG** (ECG de 12 derivaciones más V7-V9) **en todo momento**.



El informe ECG de su paciente

Opciones de notificación:

- Todos los ECG
- ECG neutrales
- ECG amarillos
- ECG rojos



«Los informes de CardioSecur me proporcionan todos los datos ECG que necesito para diagnosticar a mis pacientes y ajustar sus planes de tratamiento. Puedo acceder a los datos ECG en cualquier momento, sin que el paciente tenga que acudir a mi consulta cada vez.» Prof. Dr. Herbert Schuster

Flexible y económico

Para ofrecerle todos los servicios con la máxima calidad en todo momento, le ofrecemos un atractivo modelo de servicio cancelable mes a mes.

Incluye la tecnología innovadora de CardioSecur, actualizaciones de software regulares, algoritmos de ECG de alta calidad, el uso permanente de la plataforma integrada del producto, notificaciones flexibles sobre los nuevos ECG de los pacientes y un suministro regular de electrodos desechables.

Consiga CardioSecur por solo:

9,95 € al mes

+ un único pago de 99,00 €
(cancelable mes a mes)

CardioSecur incluye:

- ✓ Su cable de ECG
- ✓ Registros de ECG ilimitados
- ✓ Nuevos electrodos periódicamente
- ✓ Conexión médico-paciente
- ✓ Informes ECG exportables

Detalles técnicos:

- Sistema de ECG: Bipolar, mediciones de 3 canales
- Registro: ECG en reposo de 15 derivaciones (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6, V7-V9)
- Tiempo de registro: 10 segundos
- Memoria de ECG: 1.000 mediciones ECG por 1 GB de memoria
- Frecuencia cardiaca: De 18 a 256 pulsaciones por minuto
- Ancho de banda: De 0,05 a 40 Hz
- Frecuencia de muestreo: 250 Hz / 500 Hz
- Optimizado para iPhone y determinados teléfonos Android

Excelente protección de datos

Como producto médico certificado con la clase IIa, CardioSecur cumple con los más altos requisitos de protección de datos del nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo (UE-RGPD). La aplicación CardioSecur Active transmite los datos médicos a través de nuestra propia Plataforma de Servicios Integrada. El cumplimiento del UE-RGPD es certificado en auditorías periódicas por una oficina independiente de protección de datos.



CardioSecur complementa su servidor en Alemania con un servidor propio equivalente en Finlandia para asegurar que el servicio de la plataforma esté siempre disponible.

Todas las transferencias de datos de CardioSecur usan el protocolo HTTPs de cifrado SSL altamente seguro, que cuenta con un impresionante cifrado de 2048 bits.



CardioSecur

Knows Your Heart



CardioSecur es una innovación de Personal MedSystems GmbH
Certificación ISO 13485 por TÜV SÜD



Personal MedSystems GmbH
Wilhelm-Leuschner-Straße 41
60329 Fráncfort del Meno

+49 (0) 69 9072013 0
info@cardiosecur.com

Disponible en:
www.cardiosecur.com

La aplicación CardioSecur Active está disponible
en el App Store y en la Google Play Store:



CardioSecur Active